

平成 21 年 6 月 1 日

「ラボサイト メラノ・モデル 取扱説明書」改訂のお知らせ

このたび、弊社製品「ラボサイト メラノ・モデル」の取扱説明書を改訂いたしましたので、お知らせいたします。

今回の大きな改訂点について以下にご説明いたします。

6 ページ	[. 使用方法]において、初めてお使いになる方が作業の大まかな流れをご理解いただけるように<典型的な使用例>を記述しました。
14 ページ 17 ページ	これまで MTT アッセイまたはメラニン量測定において、培養表皮をピンセットでつまんでマイクロチューブに移していただく方法を記載しておりましたが、今回、実験の誤差を極力減らしていただくために、培養表皮を培養カップ底面のメンブランフィルターごとメスで切り取ってマイクロチューブに移していただく方法を推奨いたします。
16 ページ	MTT アッセイで使用した培養表皮をそのままメラニン量測定にお使いいただく方法を新たに記載しました。
17 ページ	メラニン溶液の調製時に、まず SDS を除いた溶液にメラニンを溶解していただいて、その後 SDS を加えることを推奨いたします。また、検量線作成用のメラニン溶液濃度を明記しました。

問い合わせ先

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

営業部 (担当) 花田

TEL : 0533 - 66 - 2129 FAX : 0533 - 66 - 2018

E-mail : takao_hanada@jpte.co.jp